

FICHE TECHNIQUE

Révision 1 – mai 2005

Désignation du produit : Pointes de micropipette P10 standard

Spécifications

771290



Photo	
Description	Pointes de micropipette P10 standard
Dimension	Longueur: 31.1 mm (+0.05 / -0.15 mm) Diamètre intérieur: 3.35 mm (+/-0.05)
Volume	0.5 - 10 µl
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Incolore
Stérilisation	-
Graduation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique Recommandée pour Gilson® P-2, P-10, U-10

Caractéristiques

Basic	Haute résistance à la rupture (disque, forme stable) Autoclavables
Température de stockage	-190°C à +140°C
Autoclavable	121°C / 20 min
Centrifugation, max RCF	-
Durée de vie	-
Autres informations	Les procédures d'essai est en corrélation avec la norme ISO 8655

Conditionnement

Qté sachet / carton	Sachet de 1000, en vrac
---------------------	-------------------------