

## FICHE TECHNIQUE

Désignation du produit : Pointes pour chargement de Gel à filtre

### Spécifications

Photo	775288
	
Description	Pointes pour chargement de gel à filtre Recommandées pour Anthos®; Biohit®; Brand®; Costar®; Eppendorf®; Finnpipette®; Gilson®; Human®; Moltronic®; Socorex®
Filtre	+
Volume	20 µl
Couleur	Incolore
Stérilisation	+
Autres informations	Dispositif à usage unique Recommandées pour Anthos®; Biohit®; Brand®; Costar®; Eppendorf®; Finnpipette®; Gilson®; Human®; Moltronic®; Socorex®

### Caractéristiques d'utilisation

Idéales pour un grand nombre d'applications en biologie moléculaire, spécifiquement pour les puits de séquençage, l'électrophorèse des PCR et de protéines

### Conditionnement

Qté sachet / carton	96 / 960, en rack F
---------------------	---------------------