

Date de révision : 12.11.2015

Numéro de référence : 94053200

Désignation du produit : Finntip BioCon 250, 100/box, sterile

Marquage CE : oui

Objectif d'utilisation: les pointes Finntip et les pipettes Finnpipettes forment un système de transfert de liquide.



COMPOSITION :

Matière : Polypropylène (PP)

CARACTERISTIQUES:

- > Volume : 250 µl
- > Couleur : Transparent nature
- > Graduation : Non
- > Filtre : Non
- > Stérilité : Oui, Certificat de pureté inclus dans le packaging.
- > Longueur : 52,5 mm
- > Largeur : diamètre orifice pointe extérieur : 1 mm , diamètre orifice au niveau de l'embout : 7,4 mm
- > Poids net : 0,33 g / cône

CONDITIONNEMENT

- > En rack de : Non
- > En vrac, sachet de : 100 pcs

COMPATIBILITE PIPETTE

E.g. Finnpipette F1/F2/ 30-300 µl /20-200 µl fixed 250 µl