

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 12.11.2015

Numéro de référence : 94053300

Désignation du produit : Finntip BioCon 1000, 50/box, sterile

Marquage CE : oui

Objectif d'utilisation: les pointes Finntip et les pipettes Finnpiettes forment un système de transfert de liquide.



COMPOSITION :

Matière : Polypropylène (PP)

CARACTERISTIQUES:

- > Volume : 1000 µl
- > Couleur : Transparent nature
- > Graduation : Non
- > Filtre : Non
- > Stérilité : Oui, Certificat de pureté inclus dans le packaging.
- > Longueur : 71,3 mm
- > Largeur : diamètre orifice pointe extérieur : 1,3 mm , diamètre orifice au niveau de l'embout : 10 mm
- > Poids net : 0,92 g

CONDITIONNEMENT

- > En rack de : Non
- > En vrac, sachet de: 50 pcs

COMPATIBILITE PIPETTE

E.g. Finnpiette F1/F2/ 100-1000 µl/Fixed 1000 µl