



## FICHE TECHNIQUE

### BOUCHON A AILETTE 13.5MM

DATE DE CREATION : 25/04/2019

#### INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : BA135VE
- Désignation produit : Bouchon à ailette, 13.5mm, Bleu compatible TCR10/TL11, Polyéthylène Basse densité



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur de la cape : Vert
- Matière de la cape : PEBD basse densité
- Température d'utilisation du corps principal : -80°C/+75°C
- Résistance physique : Souple, haute résistance mécanique
- Autoclavage du corps principal : N/A

#### CONSERVATION DE STOCKAGE

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

#### CONDITIONNEMENT

- Quantité par carton (pièces) : 6000
- Nombre de sursac : 1 sursac
- Rangement : S/S 1500

#### QUALITE

- Normes et certifications :
  - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
  - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004

Greiner Bio-One SAS · 3 à 7 avenue du Cap Horn · 91941 Courtaboeuf Cedex ·

T: +33 1 69 86 25 25 · F: + 33 1 69 86 25 32

[www.gbo.com/fr](http://www.gbo.com/fr)