

FICHE TECHNIQUE

Référence	038044
Désignation	Pointes à filtres ART



Description :

- ✓ Etanchéité renforcée
- ✓ Filtre hydrophobe empêchant toute remontée accidentelle de liquide dans le filtre et la pipette
- ✓ Stériles
- ✓ Exemptes de Rnase et Dnase
- ✓ Sur rack à couvercle coiffant
- ✓ Volume : 5 – 200 µl
- ✓ Longueur : 91,2 mm
- ✓ Grande longueur et orifice large pour cellules, ADN et solutions visqueuses
- ✓ Pour pipettes Gilson P200, Eppendorf 100 µl, Eppendorf 200 µl, Finnpipette 40 µl

Unité de vente :

8 Racks de 96 Pointes
