



Eppendorf Combitips® Eppendorf Combitips® plus

Fiche Technique

Code : 0030 048.083

Description : Combitips 1,25 ml

Qualité : Eppendorf Standard

Conditionnement : 1 sachet de 100 pièces

Caractéristiques :

Seringue de distribution volumétrique conçue pour s'associer aux instruments Eppendorf :

- Multipette® 4780

pour former un système très précis et fiable de distribution liquide selon le principe du déplacement positif.

Matériaux :

Les Combitips plus sont fabriqués à partir de polypropylène (cylindre) et de polyéthylène (piston) de grade qui satisfait aux exigences de la FDA 21 CFR § 177.1520 "Olefin polymers".

Aucun des matériaux utilisés ne contient de colorant à base de métaux lourds ou de latex.

L'assemblage piston/cylindre est conçu et breveté pour réduire les phénomènes de friction et assurer ainsi une parfaite souplesse de mouvement du piston et d'excellentes performances.

Assurance Qualité

Contrôles qualité permanents au cours de la fabrication.

Système qualité certifié DIN EN ISO 9001 :2008 et DIN EN ISO 13 485 :2007