



Certified Quality
Management System

GOSSELIN™
A Corning Brand

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : Godet fond conique 2ml PS na H23,5
Ø12,4 2000/sac

Caractéristiques techniques

- **Matière et couleur du godet**
polystyrène naturel
- **Assemblage**
N/A
- **Hauteur (mm)**
23.50
- **Diamètre d'ouverture (mm)**
12.40
- **Résistance physique**
Dur, Fragile
- **Température d'utilisation du corps principal**
-40°C/+65°C
- **Autoclavage du corps principal**
N/A

Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**
8000
- **Rangement**
sac de 2.000 pièces

Références normatives

- **Absence de métaux lourds:**
Matière conforme à la directive CE/94/62
- **Norme NF en 13972 février 2003**
Conteneur en plastique rigide Définition des capacité nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
- **Alimentarité**
Matière conforme au règlement n° 1935/2004
- **Basé sur la norme ISO 11 137**
N/A
- **Marquage CE**
N/A
- **Directive 98/79/CE**
N/A
- **Péremption**
N/A

- Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137
Néant
-

Précaution d'utilisation

- Usage unique
 - Conservation en température négative
N/A
-

Domaines d'application

- Industries
 - Médical
 - Environnement
 - Microbiologie
 - Laiterie
-

Disponibilité produit

- Europe Moyen orient Afrique
- Asie Pacifique
- Amérique Latine