

## PIPETTE PASTEUR – PP15004

Code article	Dimensions	Quantité par unité de conditionnement	Quantité par palette
<b>PP15004</b>	7.25 X 0.55 X 150	500	114 000

### CARACTÉRISTIQUES

MATIERE	Verre sodocalcique blanc (translucide) Type III de la Pharmacopée Européenne (se référer à la fiche technique matière première)
SPECIFICATION COMPLETE	Pipettes Pasteur 7.25 x 0.55 x 150 Non cotonnée Pointe ouverte En verre sodocalcique blanc (Translucide) Verre nu sans décor ni traitement
TEMPERATURE UTILISATION	NA
CONDITIONNEMENT	Unité de conditionnement de 500 pièces 2 unités de conditionnement par carton 114 cartons par palette
IDENTIFICATION	Etiquette sur chaque unité de conditionnement comportant Désignation/ code article/ n° de lot
TRACABILITE	Traçabilité assurée de la matière première au produit fini.

### REFERENCES NORMATIVES

■ LIMITATION METAUX LOURDS	Conforme à la directive CE/94/62
■ ALIMENTARITE	Matière conforme au règlement CE N°1935/2004

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

Usage In vitro  
Usage unique