


FICHE TECHNIQUE

Pipette Pasteur 230, pointe fermée contournée thermostérile

DATE DE CREATION : 27/02/2017



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : PPS23M
- Désignation produit : Pipette Pasteur 230, pointe fermée contournée thermostérile
- Application : USAGE IN VITRO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 7.25 X 0.55 X 230
- Matériaux : Verre sodocalcique blanc (translucide)- Type III de la Pharmacopée Européenne
- Automatisation : N/A
- Usage unique : oui
- Péréemption : N/A
- Identification : Etiquette sur chaque unité de conditionnement comportant Désignation/ code article/ n° de lot
- Traçabilité : Traçabilité assurée de la matière première au produit fini.

TEMPERATURES

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : N/A



FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : 1000
- Sous-conditionnement : 1000
- Minimum de vente : 1000

QUALITE

- Normes et certifications :
 - o LIMITATION METAUX LOURDS : Conforme à la directive CE/94/62
 - o ALIMENTARITE : Matière conforme au règlement CE N°1935/2004
- Marquage CE : N/A
- Stérilité : N/A

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Spécification complète :
 - o Pipettes Pasteur
 - o 7.25 x 0.55 x 230
 - o Cotonnée (mèche de coton hydrophobe)
 - o Pointe fermée, capillaire auto sécable
 - o En verre sodocalcique blanc (Translucide)
 - o Verre nu sans décor ni traitement