

## PIPETTE PASTEUR – PP28004

Code article	Dimensions	Quantité par unité de conditionnement	Quantité par palette
<b>PP28004</b>	7.25 X 0.55 X 280	250	56 000

### CARACTÉRISTIQUES

MATIERE	Verre sodocalcique blanc (translucide) Type III de la Pharmacopée Européenne (se référer à la fiche technique matière première)
SPECIFICATION COMPLETE	Pipettes Pasteur 7.25 x 0.55 x 280 Cotonnée (mèche de coton hydrophobe) Pointe fermée, capillaire auto sécable En verre sodocalcique blanc (Translucide) Verre nu sans décor ni traitement
TEMPERATURE UTILISATION	NA
CONDITIONNEMENT	Unité de conditionnement de 250 pièces 4 unités de conditionnement par carton 70 cartons par palette
IDENTIFICATION	Etiquette sur chaque unité de conditionnement comportant Désignation/ code article/ n° de lot
TRACABILITE	Traçabilité assurée de la matière première au produit fini.

### REFERENCES NORMATIVES

■ <b>LIMITATION METAUX LOURDS</b>	Conforme à la directive CE/94/62
■ <b>ALIMENTARITE</b>	Matière conforme au règlement CE N°1935/2004

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

Usage In vitro  
Usage unique