

## CytoRAL vaporisateur

Code produit : **361415**

### **Spécifications :**

- Aspect :
- Odeur :
- Densité :

Solution incolore  
Alcoolique  
0.77-0.81

### **Applications :**

**Cytologie** : Utilisé pour la fixation des frottis vaginaux et cervicaux, des prélèvements buccaux, bronchiques et autres.

Il s'agit d'un vaporisateur sans gaz propulseur permettant la fixation des frottis vaginaux en quinze secondes. Il peut être vaporisé dès que l'étalement est réalisé sur la lame.

Mise à jour du 18/04/2013