

## TUBE A ESSAI

Code article	Dimensions	Quantité par unité de conditionnement	Quantité par palette
<b>T1530100E055</b>	15.30 X 0.55 X 100	343	41 160

### CARACTÉRISTIQUES

MATIERE	Verre sodocalcique blanc (translucide) Type III de la Pharmacopée Européenne (se référer à la fiche technique matière première)
SPECIFICATION COMPLETE	Tube à essai 15.30 x 0.55 x 100 Bord Droit Fond rond En verre sodocalcique blanc (Translucide) Verre nu sans décor ni traitement
TEMPERATURE UTILISATION	-40 °C / + 130°C
CONDITIONNEMENT	Unité de conditionnement de 343 pièces 120 unités de conditionnement par palette
IDENTIFICATION	Etiquette sur chaque unité de conditionnement comportant Désignation/ code article/ n° de lot/ code client/réf. commande client
TRACABILITE	Traçabilité assurée de la matière première au produit fini.

### REFERENCES NORMATIVES

■ LIMITATION METAUX LOURDS	Conforme à la directive CE/94/62
■ ALIMENTARITE	Matière conforme au règlement CE N°1935/2004

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

Usage In vitro  
Usage unique