





**Membranes filtrantes quadrillées en nitrate de cellulose, Sartorius**

**Nouveau**



Pour l'analyse bactériologique, particulaire et microscopique. Garantissent un taux de récupération élevé avec un grand débit et une croissance optimale des colonies.

Quadrillage imprimé. Autoclavables à 121 °C.

Disponibles en:

1. emballage individuel stérile pour le comptage des colonies
2. non stérile pour l'analyse particulaire et la microscopie

Milieux secs voir chapitre 7, Microbiologie.

Type	Détermination	Couleur quadrillage	Seuil de rétention	Ø	Stérile	Cdt	Code article	---
11403-47-N	Analyses bactériologiques	Blanc - noir	1,2 µm	47 mm	-	100	512-5010	
11403-50-N	Analyses bactériologiques	Blanc - noir	1,2 µm	50 mm	-	100	512-5020	
11406-47-ACN	Analyses bactériologiques	Blanc - noir	0,45 µm	47 mm	+	100	514-7001	
11406-47-ACR	Analyses bactériologiques	Blanc - noir	0,45 µm	47 mm	+	1000	611-0679	
11406-50-ACN	Analyses bactériologiques	Blanc - noir	0,45 µm	50 mm	+	100	514-7003	
11406-50-N	Analyses bactériologiques	Blanc - noir	0,45 µm	50 mm	-	100	512-5024	
11407-47-ACN	Analyses bactériologiques	Blanc - noir	0,2 µm	47 mm	+	100	512-5017	
11407-50-ACN	Analyses bactériologiques	Blanc - noir	0,2 µm	50 mm	+	100	512-5027	
13806-47-ACR	Analyses bactériologiques	Vert - vert foncé	0,45 µm	47 mm	+	1000	611-0684	
13806-47-N	Analyses bactériologiques	Vert - vert foncé	0,45 µm	47 mm	-	100	512-5071	
13806-50-ACN	Analyses bactériologiques	Vert - vert foncé	0,45 µm	50 mm	+	100	512-5073	
13806-50-ACR	Analyses bactériologiques	Vert - vert foncé	0,45 µm	50 mm	+	1000	512-5075	
13806-50-R	Analyses bactériologiques	Vert - vert foncé	0,45 µm	47 mm	-	1000	512-5074	
13906-47-ACR	E.coli et petits coliformes	Blanc - vert	0,45 µm	47 mm	+	1000	611-0685	
13906-47-N	E.coli et petits coliformes	Blanc - vert	0,45 µm	47 mm	-	100	512-5081	
13906-50-N	E.coli et petits coliformes	Blanc - vert	0,45 µm	50 mm	-	100	512-5082	
13005-47-ACN	Levures et moisissures	Gris - blanc	0,65 µm	47 mm	+	100	611-0681	
13005-50-ACN	Levures et moisissures	Gris - blanc	0,65 µm	50 mm	+	100	512-5052	
13005-50-N	Levures et moisissures	Gris - blanc	0,65 µm	50 mm	-	100	512-5051	
13006-47-ACN	Levures et moisissures	Gris - blanc	0,45 µm	47 mm	+	100	512-5035	
13006-47-N	Levures et moisissures	Gris - blanc	0,45 µm	47 mm	-	100	512-5034	
13006-50-ACN	Levures et moisissures	Gris - blanc	0,45 µm	50 mm	+	100	514-7005	
13006-50-N	Levures et moisissures	Gris - blanc	0,45 µm	50 mm	-	100	512-5054	
13106-47-ACN	Test de stérilité	Blanc - noir	0,45 µm	47 mm	+	100	611-0683	