



FICHE TECHNIQUE

Coton boule en sachet de 700 unités

DATE DE CREATION : 24/02/2017



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : LCHBC
- Désignation produit : Coton boule en sachet de 700 unités
- Application : Les boules de coton peuvent être utilisées :
 - o Comme support de liquide antiseptique pour le nettoyage et le badigeonnage de la peau et pour les soins.
 - o Comme barrière mécanique pour la compression et pour l'absorption des exsudats.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : Boules de couleur blanche 0,6 / 07g
- Matériaux : Boules de coton hydrophile, sous sachet polyéthylène.
- Usage unique : Oui
- Péréemption : N/A

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : 8
- Minimum de vente : 1
- Emballage en plastique : 40microns LDPE, 320mm x 570mm
- Emballage carton : par 8
- Dimensions de carton : 495mm x 295mm x 320mm
- Cartons par palette : 42 cartons
- Hauteur maximale de la palette : 2m40
- Poids : Sachet de 700boules, poids = 420g à 490g, carton 750g
- Sachet et carton : avec référence du jour de production + lot



FICHE TECHNIQUE

QUALITE

- Normes et certifications : N/A
- Marquage CE : dispositif médical non invasif, à usage unique, de classe I Non Stérile.
- Stérilité : non

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Capacité d'absorption : 23g/g
- Temps d'immersion : 10s.max Cendres sulfuriques : 0,40 max
- Substances solubles dans l'eau : 0,40 max
- Substances solubles dans l'éther : 0,40 max
- Fluorescence : Nul
- Ph : 7,5-8