

Laboratoires URGO
FICHE TECHNIQUE ET DE SPECIFICATIONS

URGOKIDS, Pansement imprimé

□ PROPRIETES :

- Support : polyéthylène imprimé.
- Masse adhésive : de haute tolérance cutanée.
- Compresse en viscosse ou viscosse/polyoléfin ou viscosse/polyester (selon les références), recouverte d'un film polyéthylène anti-adhérent.
- Simple d'emploi : présenté avec deux ailettes de préhension.
- Présentation sous emballage individuel.

□ INDICATIONS :

- Protection de petites plaies ou coupures. Particulièrement adapté aux enfants par leur aspect attractif.

□ CONSEILS D'UTILISATION :

- Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour.
- Appliquer le pansement en lissant soigneusement les bords.
- Renouveler au moins 2 fois par jour.

□ PRESENTATIONS :

(Hôpitaux France)

CODE	DIMENSIONS et CONDITIONNEMENT
503660	Pansement de 20 x 72 mm

□ DONNEES TECHNIQUES :

SPECIFICATIONS		
SUPPORT NU	Nature chimique	Polyéthylène
	Epaisseur	54 à 66 µm
MASSE ADHESIVE	Nature chimique	Haute tolérance cutanée
SUPPORT ENDUIT	Grammage de masse	35 à 45 g/m ²
	Pouvoir Adhésif (tack à la sonde)	>= 20kPa
COMPRESSE	Nature chimique	100% Viscose ou Viscose/Polyolefin ou Viscose/Polyester (selon les références), recouverte d'un film polyéthylène anti-adhérent.
AILETTES DE PREHENSION	Nature chimique	Papier siliconé une face
PEREMPTION		5 ans

N.B : Données techniques indiquées pour information, ne font pas systématiquement l'objet d'un contrôle de routine.

□ STATUT REGLEMENTAIRE :

Dans l'Union Européenne, « URGOKIDS » est un Dispositif Médical marqué CE (Classe I).

Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE