

POT DROIT 200ML POLYSTYRENE NATUREL
BOUCHON BLANC + SPATULE

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--|
| REFERENCE | PC220BSP |
| MATIERE POT | Polystyrène cristal |
| MATIERE BOUCHON A VIS | Polyéthylène haute densité couleur blanche |
| MATIERE SPATULE | Polystyrène cristal blanc |
| HAUTEUR SANS BOUCHON | 95 mm |
| DIAMETRE EXTERNE | 58 mm |
| CAPACITE MAXIMUM | 205 ml |
| POIDS AVEC BOUCHON + SPATULE | 39,8 g |
| POIDS SANS BOUCHON ET SPATULE | 24,5 g |
| TEMPERATURE D'UTILISATION | -40°C à +65°C |
| RESISTANCE PHYSIQUE | Fragile |

Conditionnement

| | |
|---------------------|-----------------|
| RANGEMENT | 300 par carton |
| DIMENSION DU CARTON | 600 x 400 x 490 |

Qualité

| | |
|-----------------------|---|
| QUALITE SANITAIRE | aseptique |
| TRACABILITE | Etiquette avec référence et n° de lot –code barres possible |
| CONFORMITE AUX NORMES | Marquage CE conforme à la directive CE/98/79 |
| | Absence de métaux lourd – directive CE/94/62 |
| | Alimentarité matière – règlement (CE) n° 1935/2004 |

PRECAUTION

USAGE UNIQUE



Version A-2009B