



# FICHE TECHNIQUE

*Technical Specifications*

## Désignation

*Designation*

## GYNEBIOPS stérile à usage unique

*Disposable, sterile GYNEBIOPS*

Référence / <i>Reference</i>	Désignation / <i>Designation</i>	CH	Longueur / <i>Length</i>	Diamètre / <i>Diameter</i>
02.125	Gynébiops <b>standard</b>	9	26 cm	3
02.126	Gynébiops <b>mini</b>	6	29.5 cm	2
02.127	Gynébiops <b>courbé</b>	6	30 cm	2

## Stérilisation

*Sterilization*

## Oxyde éthylène

*Ethylene oxide*

## Destination/utilisation

### Dispositif médical pour biopsie de l'endomètre

- **GYNEBIOPS STANDARD** pour micro-aspiration de la muqueuse endométriale

- **GYNEBIOPS MINI** pour micro-aspiration de la muqueuse endométriale chez les patientes présentant un col utérin ou un canal cervical étroit ou col atrophié.

- **GYNEBIOPS COURBE** pour micro-aspiration de la muqueuse endométriale

*Destination/use*

*Medical device for endometrial biopsy*

- *GYNEBIOPS STANDARD for microaspiration of endometrial mucous membrane.*

- *GYNEBIOPS MINI for microaspiration of endometrial mucous membrane by patients having a narrow cervix / cervical duct, or an atrophied cervix.*

- *GYNEBIOPS CURVED for microaspiration of endometrial mucous membrane. Recommended in case of stenosis of the cervix.*

## Composition

**Sans latex**

**Sans PVC**

**1 gaine en polypropylène graduée fermée à l'extrémité et percée latéralement dans la partie distale.**

**1 piston en résine d'acétal sur lequel est moulé un joint en polyéthylène ainsi qu'un embout de préhension dans sa partie proximale.**

*Composition*

*Latex free*

*PVC free*

*1 polypropylene sheet, graduated and perced in its distal part, with positioning stopper.*

*1 piston of acetal resin, reinforced with a stainless steel tube on which is moulded a polypropylene joint*



## **FICHE TECHNIQUE**

*Technical Specifications*

**Conformité**  
*Conformity*

**Dispositif marqué CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE**  
*EC marked device according to European Directive EEC/93/42*  
**Classe/ Class: 1 stérile**

**Emballage**  
*Packing*

**Un gynébiops emballé individuellement dans un sachet pelable**  
*One gynebiops per individual pouch*

**Conditionnement**  
*Packaging*

**Boîte de 25 unités**  
*Box of 25 pieces*

**Fabrication**  
*Manufacturing*

**Par les Laboratoires GYNEAS - France : certifiés ISO 9001 : 2000 et ISO 13485 : 2003**  
*By GYNEAS - France : registered ISO 9001 : 2000 and ISO 13485 : 2003*