

FICHE TECHNIQUE

Seringue Terumo, 1 ml, Insuline + Aiguille G25

DATE DE CREATION : 11/12/2020

INFORMATIONS GENERALES

/ Référence Greiner Bio-One : SATINS

/ Désignation produit : Seringue Terumo, 1 ml, Insuline 100U + aiguille 0.50x16mm, Centré

CARACTÉRISTIQUES

/ Seringue 3 pièces

/ A usage unique

/ Matière : Polypropylène

/ Stérile : Oui

/ Type : insuline

/ Embout LT, Luer, Centré

/ Aiguille G25 0,50x16mm

/ Emballée sous blister individuel

/ Volume : 1 ml

CONDITIONNEMENT

Par 100

CERTIFICATION

Certificat CE