

**Désignation**  
*Designation*

**BISTOURIS NESSIPEN stériles à usage unique**  
*Disposable, sterile NESSIPEN SCALPELS*

REFERENCE	SCX-10	SCX-11	SCX-12	SCX-15	SCX-20	SCX-21	SCX-22	SCX-23	SCX-24
<b>N° lame</b> <i>Blade number</i>	10	11	12	15	20	21	22	23	24
<b>Longueur manche</b> <i>Handle length</i>	124,2 mm ( ± 0.2 mm )				138,3 mm ( ± 0,2 mm )				
<b>Largeur manche</b> <i>Handle width</i>	13,8 mm ( ± 1 mm )				16,4 mm ( ± 1 mm )				
<b>Epaisseur manche</b> <i>Handle thickness</i>	4,15 mm ( ± 0,5 mm )								
<b>Longueur totale</b> <i>Total length</i>	149,2 mm ( ± 2 mm )				163,4 mm ( ± 2 mm )				

**Stérilisation**  
*Sterilization*

**Rayonnement Gamma**  
*Gamma radiation*

**Destination/utilisation**  
*Destination/use*

**Dispositif pour actes chirurgicaux**  
*Device for surgical actions*

**Composition**

*Composition*

**Sans latex**  
**Manche et protecteur : plastique**  
**Lame : Acier au carbone**  
*Latex free*  
*Handle and guard : plastic*  
*Blade : Carbon steel*

**Caractéristiques**  
*Characteristics*

**Couleur : manche bleu**  
*Color : handle blue*

**Durée de vie**  
*Shelf life*

**5 ans**  
*5 years*

**Conformité**  
*Conformity*

**Directive Européenne 93/42/CE**  
*European Directive 93/42/EC*  
**Classe/Class : IIa**

**Normes**  
*Standards*

**ISO 7740 et NF EN 27740 : Instruments chirurgicaux --**  
**Bistouris à lames détachables -- Dimensions d'assemblage**  
*ISO 7740 and NF EN 27740: Instruments for surgery. Scalpels with detachable blades. Fitting dimensions*

**Emballage**  
*Packing*

**Un bistouri emballé individuellement sous sachet pelable**  
*One scalpel individually packed under peelable pouch*

**Conditionnement**  
*Packaging*

**Carton de 10 boîtes/Boîte de 10 bistouris**  
*Carton of 10 boxes/Box of 10 scalpels*

**Fabrication**  
*Manufacturing*

**L.C.H. France : certifié ISO 9001 et ISO 13485**  
*LCH France : registered ISO 9001 and ISO 13485*