



FICHE TECHNIQUE

SPECULUM gynécologique

Stérile à usage unique

DATE DE CREATION : 24/02/2017



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : SP27
- Désignation produit : Spéculum à usage unique [Diam 27 mm], Noir stériles, unitaire
- Application : Dispositif médical pour examen gynécologique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : diamètre 27mm
- Matériaux :
 - o Sans latex
 - o Sans PVC
 - o Polystyrène cristal transparent / clé de blocage : polyéthylène haute densité couleur noire
- Automatisation : N/A
- Usage unique : Oui
- Péréemption : 5 ans

TEMPERATURES

- Température d'utilisation : max 65°
- Température de stockage : N/A

FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : carton de 100
- Sous-conditionnement : unitaire

QUALITE

- Normes et certifications : absence de métaux lourds 94/62/CEE
- Marquage CE : Dispositif marqué CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE
- Stérilité : Classe /Class : I stérile par ionisation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Ne pas stériliser à l'autoclave.
- Usage unique
- Le spéculum est un dispositif médical qui ne doit être utilisé que par un personnel spécialisé.
- Taille : moyen
- Barrette de couleur : Noir