

**GUERIDON**

**24313**



( photo du modèle 60x40)

## **CARACTÉRISTIQUES :**

- Structure acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix
- Guéridon 2 plateaux bois stratifiés blanc
- Equipé de 1 tiroir
- Dimensions 40 x 40cm
- 4 roulettes pivotantes diamètre 5cm
- Hauteur 800mm
- Livré démonté avec clé et notice de montage

## **OPTIONS :**

- ACC95 : Jeu de galeries largeur 600
- ACC96 : Jeu de galeries largeur 400