



## Bans "Ultrasons" sans chauffage



3 Cód 3000513 Cap. 6L

4 Cód 3000617 Cap. 9L

8 Cód 3001208 Cap. 4L

7 Cód 3000515 Cap. 20L

1 Cód 3000512, Cap. 1L

2 Cód 3000683 Cap. 2,6 L

5 Cód 3000837 Cap. 6,5L  
(apto para tamices, filtros, etc.)

6 Cód 3000514  
Cap. 9L

### PANNEAU DE COMMANDES

Minuteur déconnecteur, avec possibilité de temporiser entre 0-15 minutes. Lampe de signalisation du fonctionnement du bain.

### MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof (utiles) cm	Haut. / Larg. / Prof (extérieur) cm	Puis. générateur W	Minuteur. 0-15'	Dispos. vidage	Poids Kg
3000512	1	6 14 14	20 20 18	50	Oui	No	2,5
3000683	2,6	9 23 13	22 29 19	100	Oui	No	4
3001208	4	10 30 14	24 33 18	100	Oui	Oui	7
3000513	6	15 30 14	30 36 20	150	Oui	Oui	9,5
3000837	6,5	14 24 Ø	30 27,5 Ø	150	Oui	No	8
3000617	9	15 50 14	30 56 20	200	Oui	Oui	10,7
3000514	9	15 30 23	30 36 30	200	Oui	Oui	13
3000515	20	15 50 30	30 56 36	400	Oui	Oui	22

### COMPLEMENT

**Détergent "BIO-SEL"**  
Biodégradable et sans phosphates. Grand pouvoir de nettoyage par un mélange de 20ml pour chaque litre d'eau. BIO-SEL en solution à 2% a un PH de 9,7. Extrêmement bas de toxicité. Disperse, émulsionne ségrègue, dissous, suspend et décompose la saleté.



- 1000025 Capacité 1 litre.
- 1000026 Capacité 4 litres.
- 1000852 Boîte de 12 unités en flacons de 1L.
- 1000853 Boîte de 4 unités en flacons de 4L.



Paniers

Couvercles a orificies et disques reducteurs

Couvercles non compatibles avec les paniers.

### ACCESSOIRES

**Paniers et couvercles.**  
En acier inox. AISI 310.

Pour le bain Code	PANIER Code	Haut. / Larg. / Prof. (cm)	COUVERCLES A ORIFICES ET DISQUES REDUCTEURS Code	Nombre d'orifices	COUVERCLES AVEC ANSE Code
3000512	6005123	5 11 11	6005122	1	6005121
3000683	6006833	7 20 12	6006832	1	6006831
3001208	6001209	7 26 13	-	-	6005131
3000513	6005133	12 26 13	6005132	2	6005131
3000837	6008373	13 23 Ø	-	-	6008371
3000617	6005144	12 46 12	6005134	3	6005124
3000514	6005143	13 29 23	6005142	2	6005141
3000515	6005153	13 49 29	6005152	6	6005151

## Bain de nettoyage "Ultrasons-Digit"

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DIGITALE DU TEMPS EN 5 CYCLES.  
CAPACITÉ 1,4 LITRES.

### CARACTÉRISTIQUES

Cuve intérieure estampée en acier inox. Avec indicateur de niveau minimum et maximum. Meuble extérieur, panier avec grille et couvercle en PVC. Puissance maximum de nettoyage, fréquence 42 KHz.

### PANNEAU DE COMMANDES

Touche marche-arrêt. 5 programmes de temps sélectionnables en quelques secondes: 90" - 180" - 280" - 380" et 480". Très utile pour les bijoux, les horlogeries, les optiques, les instituts de beauté, les instituts dentaires et les laboratoires en général.

### MODÈLE

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
5900650	1,4	6 13 16	15 17 22	70	1,75

Livré complet avec panier et couvercle en PVC avec fenêtre transparente de grande visibilité.



Modèle "Elegant".

