

TABOURET

6506



CARACTÉRISTIQUES :

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Sellerie non feu classée M1, 11 coloris au choix gamme sellerie classique
- Assise selle pour un excellent maintien de la colonne vertébrale
- Pied 5 branches aluminium brossé, empattement 500mm
- Hauteur réglable de 48 à 68 cm

OPTIONS :

- **ACC13** : Dossier pour tabouret selle



- **ACCROULETTE-05-06** : Roulettes autobloquantes pour tabouret, en charge ou hors charge au choix
- **ACC17** : Inclinaison Assis-Debout
- **ACC14** : Commande aux pieds ACC14

- **ACC15** : Repose pieds ACC15



- **ACC16** : Socle chromé
- **Roulettes Sol Dur**
- **Hauteur Haute et Très Haute**
- **Hauteur Basse**