


DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE

32607



(photo du modèle avec options)



CARACTÉRISTIQUES :

- Divan à hauteur fixe mixte en 3 parties : Hauteur 80cm
- Tête à réglable par vérin à gaz
- Qualité acier revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 700, non feu classé M1, 11 coloris au choix gamme sellerie classique, Sellerie standard avec coutures apparentes : idéal pour la désinfection
- Capacité de charge : 130 Kg en dynamique
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen
- Attention : étriers et étaux non fournis

OPTIONS :

- **ACC76** : Jeu d'étau



- **ACC105** : Paire d'étriers

