

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Ref. **BMP 30** Appellation **BMP 30**

## Caractéristiques ----- BMP 30 -----

**Bain-marie thermostaté de sérologie**

**Capacité 3 litres**

**Gamme de température de l'ambiance +7°C à +60°C**

### Descriptif : -----

Cuve en polycarbonate

Dimensions extérieures L x H x P : 360 x 120 x 130 mm

Dimensions intérieures L x H x P : 280 x 110 x 80 mm

Températures préconsignées à +37°C et +56°C

Sécurité de surchauffe

### Servitudes : -----

Poids brut : 3 kg

Poids net : 1,5 kg

Alimentation : 230 V monophasé / 50 Hz

Puissance : 250 W

*à compléter par les accessoires: couvercle / portoirs 30 tubes / thermomètre*

**Nettoyage et décontamination** avec les détergents et antimicrobiens utilisés en milieu hospitaliers  
( Ammonium quaternaires / sauf eau de Javel pure)

**Appareil conforme aux spécifications CE**

**Appareil conçu et réalisé en France ( Meyzieux 69 )**

**SAV assuré par Froilabo**