


LABOMODERNE

BBGB - SML247

BBGN - SML248

Becs Bunsen avec veilleuse, raccord cannelé

- en laiton nickelé, base en acier chromé
- raccord cannelé
- régulateur d'air et stabilisateur de flamme
- la veilleuse assure un débit de gaz minimum, même robinet fermé
- dimensions : Ø 11 x 130 mm



référence	gaz	Prix HT
SML247	bec Bunsen avec raccord cannelé gaz propane	
SML248	bec Bunsen avec raccord cannelé gaz naturel	

LABOMODERNE

www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 42 50 50 50