

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>19660</b>	Fecha: 25/11/14
		Revisión <b>3</b>	Página: <b>1/1</b>

## Código: 19660 y 19662 Bidones con grifo

Catálogo 2014: página 295

Código	Capacidad (l)	Ø Boca (mm)	Ø Cuerpo (mm)	Altura (mm)	Cantidad	Peso (kg)	Volumen (m3)
<b>19660</b>	5	52,5	165	345	1	0,40	0,008
<b>19662</b>	10	52,5	210	425	1	0,80	0,012

### USO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN

Fabricados en polietileno de alta densidad. Bidones robustos con paredes de espesor 2 mm.

Se pueden utilizar a temperaturas inferiores a 0 °C.

El grifo posee una junta tórica de seguridad para asegurar una estanqueidad total. No gotea. Tapón a rosca para más seguridad.

Bidón con asa abatible para facilitar el transporte.

El bidón se suministra completo con grifo.

Fabricado con materiales aptos para el contacto con alimentos.



Realizado	Verificado	Aprobado
		