

# Balances de poche KERN TEE · TCB · CM · CM-C · TAB



## KERN TEE

Balance de poche Design



## KERN TCB

Maintenant ça marche – Peser au format de poche




## KERN CM

Balance de poche avec calculatrice intégrée (CM) ou avec affichage carat (CM-C) – idéale pour les joailliers



## KERN TAB

Balance à carats de poche très précise pour bijoutiers et voyageurs



- Utilisation aisée et pratique à 2 touches
- Couvercle de protection contre la poussière et les pressions en plastique résistant. Peut également servir de récipient de tarage
- Tuyau: possibilité d'imprimer votre logo, à partir de 100 pièces. Consultez-nous pour plus détails

- Utilisation aisée et pratique à 2 touches
- Petite et maniable
- Boîtier de transport et récipient de pesée inclus
- Plateau de pesée rotatif (comme protection de surcharge)
- Tuyau: Impression de logo individuelle sur demande

- Couvercle repliant de protection contre la poussière et les pressions

### 1 CM:

- Avec calculatrice intégrée

### 2 CM-C:

- Poids de contrôle en série
- Chambre de protection contre les mouvements d'air en série
- Récipient de pesée en série

- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Commutable de g en ct, gn en pressant sur une touche
- Couvercle repliant de protection contre la poussière et les pressions
- Poids de contrôle et récipient de pesée en série



KERN	TEE 150-1	TCB 200-1	CM 60-2N	CM 150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N	CM 50-C2N	TAB 20-3
Plages de pesée [Max]	150 g	200 g	60 g	150 g	320 g	1000 g	10 g   50 ct	20 g   100 ct
Lecture [d]	0,1 g	0,1 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g	0,002 g   0,01 ct	0,001 g   0,005 ct
Écran LCD	rétroéclairé, hauteur de chiffres 9 mm	hauteur de chiffres 9 mm	hauteur de chiffres 12 mm				hauteur de chiffres 9 mm	rétroéclairé, hauteur de chiffres 9 mm
Dimensions plateau LxP	60x64 mm	Ø 80 mm	70x80 mm				40x50 mm	36x42 mm
Dimensions totales LxPxH	67x100x22 mm	ØxH 80x14 mm	85x130x25 mm				95x133x33 mm	
Alimentation	piles en série, 2 x 1,5 V AAA	piles en série, 2 x LR 44 Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles, déconnectable	piles en série, 2 x 1,5 V AAA Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles, déconnectable				piles en série, 4 x 1,5 V AAA Durée de service env. 150 h	
Poids net	100 g	50 g	180 g				200 g	
Température ambiante tolérée	5 °C / 35 °C						10 °C / 30 °C	
Option cert. d'étalonnage DAkKS	963-127, 65,-							