

## Microcentrifugeuse, MiniArray



Idéale pour sécher les lames de microscope. Elle peut être utilisée en chambre froide. La centrifugation débute lors de la fermeture du couvercle et s'arrête lors d'une pression sur le bouton couvercle. Un bouton on/off permet un fonctionnement continu.



- Silencieuse et compacte
- 2 lames sèchent en seulement 10 secondes sans éclaboussures
- Les portoirs réutilisables retiennent le liquide lors de la centrifugation

Vitesse de rotation max (t/min)	4000
FCR max (g)	1216
Capacité	2 lames standard de microscope
Temps d'accélération/freinage (s)	2/3
Niveau sonore (dB)	57
lxpxh (mm)	132x155x110
Poids (kg)	0,75

**Informations de livraison:** Galaxy MiniArray livrée avec un rotor pour lames et 2 portoirs pour lames

Désignation	Cdt	Code article
Galaxy MiniArray avec rotor, 2 portoirs pour lame et prise EU	1	521-2849
Galaxy MiniArray avec rotor, 2 portoirs pour lame et prise CH	1	521-2851
Galaxy MiniArray avec rotor, 2 portoirs pour lame et prise UK	1	521-2850

### Accessoires

Désignation	Cdt	Code article
Portoirs pour lame	2	521-2852