

GANTS EN NITRILE NON POUDRÉ

- / Référence Greiner Bio-One : 70760
- / Désignation produit : Gants en nitrile non poudré [Taille 6/7], bleus, boîte de 100
- / Gant d'examen ambidextre

Matériaux Gant d'examen en nitrile, sans protéine
Teneur en poudre ≤ 2 mg par gant

Couleur Bleu

Conservation A conserver dans un endroit sec et frais, ne dépassant pas une température de 30°C
Durée de conservation : 3 ans

Conditionnement Boîte de 100 ; dimensions de la boîte : 240x120x65 mm
10 boîtes / carton ; dimensions du carton : 340x245x245 mm

Caractéristiques

	Tailles	Largeur de la paume en mm	Longueur en mm
Dimensions	- S (Small) - 7/8	- 85 \pm 5	- min 220
	- M (Medium) - 8/9	- 95 \pm 5	- min 230
	- L (Large) - 9/10	- 105 \pm 5	- min 230
Épaisseur	Point de mesure		Paroi simple en mm
	- Extrémité du doigt (à 13 \pm 3 mm de l'extrémité)		- min 0.05 - 0.3
	- Paume (au centre de la paume)		- min 0.05 - 0.3

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.