

REF.938340

**BLOUSE PLP 21 g/m² BLANC, FERMETURE 4 VELCROS,
COL CHEMISE, T XXL**
Colis de 50 blouses en emballage individuel

Famille 710


Création le 10/03/2020

CARACTERISTIQUES

- Matériau Non-tissé de polypropylène
- Grammage 21 g/m²
- Finition Soft et antistatique
- Coloris Blanc
- Confection Col chemise, sans poche
- Taille XL
- Fermeture 4 velcros



SCHEMA & DIMENSIONS



	XXL	
A	110	+/-2
B	72	+/-1
C	60	+/-1
D	17	+/-1

CONDITIONNEMENT

- Emballage individuel
- Colis de 50 blouses en emballage individuel
 - Dimensions du colis 50x28x21 cm
 - Poids brut 3 kg
 - Poids net 2,5 kg