



986540

Famille : 710

Date de révision: 17/10/12

## BLOUSE PLP 50 G/M<sup>2</sup> BLANC, ZIP, COL CHEMISE, 1 POCHE INTÉRIEURE, ÉLASTIQUES POIGNETS, T XL

Colis de 25 blouses en emballage individuel



[Photo non contractuelle]

### DESCRIPTION

> Matière (s)	PLP
> Composition	Non-tissé de polypropylène
> Catégorie EPI	1
> Type de protection EPI	Risques mineurs
> Marquage CE EPI	EPI de catégorie 1 (pour risques mineurs seulement) Conforme aux exigences essentielles de la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle
> Protection biologique	non
> Protection nucléaire	non
> Antistaticité	non
> Nombre de couches	1
> Grammage	50 g/m <sup>2</sup>
> Couleur	Blanc
> Absence de latex	oui
> Taille	XL
> Confection	Col chemise 1 poche intérieure Elastiques poignets
> Stérile	non



986540

Famille : 710

> Fermeture Zip

**UTILISATION**

> Préconisation Protection contre les risques mineurs (poussières, solutions diluées...)

**CONDITIONNEMENT**

> Sous-conditionnement Sachet individuel  
> Conditionnement Colis de 25 blouses