

GANTS EN NITRILE NON POUDRÉ

- / Référence Greiner Bio-One : A1432
- / Désignation produit : Gants en nitrile non poudré [Taille 6/7], noirs, boîte de 100

Caractéristiques

Les gants d'examen à usage unique non poudré sont ambidextres, non stériles avec les bouts de doigts texturés.

Dispositif médical, classe I à usage unique.

Couleur : Noir

Propriétés Physiques

	Avant essai vieillissement	Après essai vieillissement
Résistance à la traction (MPa)	Min. 14	Min.14
Elongation (%)	Min. 500	Min.400
Force à la rupture (N)	Min.6	Min.6

Dimensions

Taille 6/7- S : - Poids du gant en g : 3.3 ± 0.2

- Largeur de la paume de la main (mm) : 80-89

- Longueur (mm) : Min.240

Épaisseur

Doigt : Min 0.10

Paume : Min 0.06

Poignée : Min 0.0

Conformité

Conforme aux normes ASTM D6319 et EN 455 parties 1, 2, 3 et 4.

Conditionnement

100 gants \pm 2 par boîte. 10 boîtes / carton.

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.