

**Désignation**  
*Designation*

**DOIGTIERS LATEX ROULES non stériles**  
*Non sterile LATEX BEADED FINGERCOTS*

REFERENCE	DGTX-S	DGTX-M	DGTX-L
<b>Taille</b> <i>Size</i>	Small	Medium	Large
<b>Longueur (mm)</b> <i>Length (mm)</i>	<b>Entre 62 et 72</b> <i>Between 62 and 72</i>		
<b>Largeur (mm)</b> <i>Width (mm)</i>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
<b>Epaisseur (mm)</b> <i>Thickness (mm)</i>	<b>Entre 0,08 et 0,13</b> <i>Between 0,08 and 0,13</i>		
<b>Poids moyen (g)</b> <i>Medium weight (g)</i>	<b>0,405</b>	<b>0.455</b>	<b>0.505</b>

**Destination/utilisation**

**Dispositif pour la protection du doigt lors d'examen médicaux en exploration gynécologique et proctologique, pour une pratique médicale minutieuse**

*Destination/use*

*Finger protection device for medical examination :  
gynecological and anal exploration ; for a detailed medical action*

**Composition**

**Sans PVC**  
**100 % LATEX NATUREL Biodégradable**  
*PVC free*  
*100% natural and biodegradable rubber*

*Composition*

**Caractéristiques**

**Résistance à la rupture : Mini 200 kg/cm<sup>3</sup>**  
**Elongation à la rupture : Mini. 600 %**  
*Tensile length : Minimum 200 kg/cm<sup>3</sup>*  
*Ultimate elongation : Minimum 600%*

*Characteristics*

**Conformité**

**Dispositif marqué CE selon la Directive européenne 93/42/CEE**  
*EC marked device according to European Directive EEC/93/42*  
**Classe /Class: 1 non stérile**

*Conformity*

**Emballage**

**100 doigtiers par sachet**  
*100 fingercots per bag*

*Packaging*

**Conditionnement**

**Boîte distributrice de 25 sachets**  
*Dispenser box of 25 bags*

*Packing*

**Fabrication**

**LCH MEDICAL PRODUCTS - France : certifiés ISO 9001 : 2000 et ISO 13485 : 2003**  
*LCH MEDICAL PRODUCTS - France : registered ISO 9001 : 2000 and ISO 13485 : 2003*

*Manufacturing*