

**GANTS D'EXAMEN matière synthétique  
« SENSIMAX » non stériles peu poudrés  
à usage unique**

*Disposable non sterile lightly powder free examination gloves « SENSIMAX »  
– synthetic raw material*

**REFERENCE : SMA**

**FICHE TECHNIQUE/TECHNICAL DATA SHEET**

Références	SMA-01	SMA-02	SMA-03	SMA-04
<b>Dimensions :</b> L x l de paume (+10mm) <b>Dimensions :</b> L x W at palm ( ± 10 mm)	240 x 80mm	240 x 95mm	240 x 110mm	240 x 115mm
<b>Taille</b> <b>Size</b>	S-Petit 6/7 S- Small 6/7	M-Moyen 7/8 M-Medium 7/8	L-Large 8/9 L-Large 8/9	XL-Extra large 9/10 XL-Extra large 9/10

	Français/French	Anglais/English
<b>ILLUSTRATION</b> <i>Illustration</i>		
<b>DESTINATION/ UTILISATION</b> <i>Destination/Use</i>	Dispositif médical pour les examens médicaux, les soins, l'hôtellerie et l'industrie	<i>Medical device for all medical examinations, cares, hotel-trade and industry</i>
<b>COMPOSITION</b> <i>Composition</i>	Sans latex Polychlorure de vinyle – Poudre de résine – Stabilisant – agent plastifiant Poudrage : amidon de maïs	<i>Latex free Polyvinyl chloride (PVC) - resin powder – stabilizer - plasticizing agent Powdering : cornstarch</i>
<b>CARACTERISTIQUES</b> <i>Characteristics</i>	Hypo-allergénique – Haute sensibilité médicale - Résistance du vinyle Forme: Ambidextres Couleur : blanc	<i>Hypoallergenic – High medical sensitivity – Vinyle resistance  Shape : Ambidextrous Color : white</i>

<b>CONFORMITE</b> <i>Conformity</i>	Directive Européenne 93/42/CEE Classe I Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires.  ⚠ Ces gants peuvent être en contact avec toutes les denrées alimentaires aqueuses et acides et les denrées alimentaires alcooliques tirant jusqu'à 20%.	<i>European Directive 93/42/EEC</i> <i>Class I</i> <i>In accordance with the regulation on food contact</i>  ⚠ <i>These gloves can be in contact with all aqueous and acid food and alcoholic foods with an alcohol content of up to 20 %</i>
<b>NORMES</b> <i>Standarts</i>	EN 455-1 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 1 : Détection des trous - Prescriptions et essais EN 455-2 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 2 : Propriétés physiques : exigences et essais EN 455-3 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique EN374-1 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro organismes - Partie 1 : terminologie et exigences de performance EN374-2 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro organismes - Partie 2 : détermination de la résistance à la pénétration EN 420 : Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai	<i>EN 455-1: Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes</i> <i>EN 455-2: Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties</i> <i>EN 455-3: Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation</i> <i>EN 374-1: Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements</i> <i>EN 374-2: Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration</i> <i>EN 420 : Protective gloves – General requirements and test method</i>
<b>DUREE DE VIE</b> <i>Shelf life</i>	3 ans	3 years
<b>FABRICATION</b> <i>Manufacturing</i>	<i>LCH FRANCE - certifiée ISO 9001 et ISO 13485</i>	

**PERFORMANCES TECHNIQUES/TECHNICAL PERFORMANCES**

<b>Caractéristiques / Characteristics</b>	<b>Données / Datas</b>
<b>Résistance à la rupture</b> <i>Tensile strength</i>	<b>10 MPa (min.)</b>
<b>% Elongation à la rupture</b> <i>Ultimate elongation</i>	<b>400 % (min.)</b>
<b>Epaisseur moyenne minimum</b> <i>Medium thickness minimum</i>	
<b>Au doigt (at finger)</b>	<b>0.08 mm</b>
<b>A la paume (at palm)</b>	<b>0.08 mm</b>
<b>A la manchette (at cuff)</b>	<b>0.05 mm</b>
<b>Quantité de poudre (maximum)</b> <i>Quantity of powder(maximum)</i>	<b>120 mg</b>

<b>CONDITIONNEMENT/Packaging</b>	<b>DIMENSIONS/Dimensions</b>	<b>POIDS/Weight</b>
<b>Carton de 10 boîtes/</b> <i>Carton of 10 boxes</i>	<b>610 x 290 x 205</b>	<b>7 ,5 kg</b>
<b>Palette de 42 cartons/</b> <i>Palet of 42 cartons</i>		