




**Gants d'examen vinyle « SENSINYL FREE » non stériles,
non poudrés**

Powder free, non sterile, PVC examination gloves "SENSINYL FREE"
REFERENCE : VNX

FICHE TECHNIQUE/TECHNICAL DATA SHEET

REFERENCE	VNX-00	VNX-01	VNX-02	VNX-03	VNX-04
Dimensions L x l de paume (+/-10mm) <i>Dimensions</i> L x W at palm (+/-10mm)	240x80mm	240x88mm	240x98mm	240x108mm	240x115mm
Taille Size	XS –Très-Petit 5/6 <i>XS –Extra-small</i> 5/6	S -Petit 6/7 <i>S -small 6/7</i>	M-Medium 7/8 <i>M-Medium 7/8</i>	L-Large 8/9 <i>L-Large 8/9</i>	XL-Extra-Large 9/10 <i>XL-Extra-Large</i> 9/10

	Français/French	Anglais/English
ILLUSTRATION <i>Illustration</i>		
DESTINATION/UTILISATION <i>Destination/Use</i>	Dispositif pour les examens médicaux, les soins, l'hôtellerie et l'industrie. Pour les utilisateurs allergiques à l'amidon de maïs.	<i>Device for medical examinations, cares, the hotel-trade and industry. For users allergic to cornstarch.</i>
CLASSE <i>Class</i>	I	I
COMPOSITION <i>Composition</i>	SANS LATEX PVC, DINP, D70 sans produits d'origine animale ou biologique	LATEX FREE PVC, DINP, D70 substance of animal or biologic origin free
CARACTERISTIQUES <i>Characteristics</i>	Ambidextres – manchettes à bord roulé Couleur : translucide	Ambidextrous- beading cuff edges Color: translucent
DUREE DE VIE <i>Shelf life</i>	5 ans	5 years
CONDITIONS DE STOCKAGE <i>Storage conditions</i>	Température entre 10°C-40°C Ne pas exposer à la lumière directe du soleil	Temperature between 10°C-40°C Not to expose to direct sunlight

<p>CONFORMITE <i>Conformity</i></p>	<p>Directive Européenne 93/42/CEE Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires</p> <p> Ne pas utiliser ces gants avec des conserves en milieux huileux, des graisses et huiles.</p>	<p><i>European Directive 93/42/EEC In accordance with the regulation on food contact</i></p> <p> Do not use with cans of food in oily environment, fats and oils.</p>
<p>NORMES <i>Standards</i></p>	<p>EN 455-1 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 1 : Détection des trous - Prescriptions et essais</p> <p>EN 455-2 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 2 : Propriétés physiques : exigences et essais</p> <p>EN 455-3 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique</p> <p>EN374-1 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro organismes - Partie 1 : terminologie et exigences de performance</p> <p>EN374-2 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro organismes - Partie 2 : détermination de la résistance à la pénétration</p>	<p><i>EN 455-1: Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes</i></p> <p><i>EN 455-2: Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties</i></p> <p><i>EN 455-3: Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation</i></p> <p><i>EN 374-1: Protective gloves against chemicals and micro- organisms - Part 1: Terminology and performance requirements</i></p> <p><i>EN 374-2: Protective gloves against chemicals and micro- organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration</i></p>
<p>NIVEAU DE QUALITE <i>Quality level</i></p>	<p>AQL 1.5 à 4</p>	<p><i>AQL 1.5 to 4</i></p>
<p>FABRICATION <i>Manufacturing</i></p>	<p>L.C.H. France- certifiée ISO 9001 et ISO 13485 <i>L.C.H. France- registered ISO 9001and ISO 13485</i></p>	

PERFORMANCES TECHNIQUES
TECHNICAL PERFORMANCES

Caractéristiques <i>Characteristics</i>	Données <i>Datas</i>
Résistance à la rupture <i>Tensile strength</i> avant vieillissement <i>Before aging</i> après vieillissement <i>After aging</i>	9 MPa (min.) 9 MPa (min.)
% Elongation à la rupture <i>Ultimate elongation</i> avant vieillissement <i>Before aging</i> après vieillissement <i>After aging</i>	300 % (min.) 300 % (min.)
Epaisseur moyenne minimum <i>Medium thickness minimum</i> Au doigt (at finger) A la paume (at palm) A la manchette (at cuff)	0,05 mm 0,08 mm 0,05 mm

Emballage
Packing

Boîte distributrice de 100 gants
Dispenser box of 100 gloves

Conditionnement
Packaging

Carton de 10 boîtes
Carton of 10 boxes

Palette par cartons/Palet per cartons	Dimensions /Dimensions	Poids/Weight
70	350x250x250cm	6,5kg