

REF.933709

MASQUE D'HYGIENE PLP 3 PLIS BLEU, A ELASTIQUES
Colis de 2000 masques (20 boîtes de 100)

Famille 711

Révision : 15/01/13

CARACTERISTIQUES

- Matériau	Non-tissé de polypropylène
.....	Elastique sans latex
- Pli extérieur	25 g/m ² bleu
- Pli intermédiaire	Meltblown 20 g/m ² blanc
- Pli intérieur	18 g/m ² blanc
- Coloris	Bleu
- Confection	Barrette nasale
.....	2 élastiques auriculaires
- Taille	Unique



DIMENSIONS

- Largeur	17,5 cm (+/- 2)
- Hauteur	9,5 cm (+/- 2)
- Longueur des élastiques	18 cm (+/- 2)

CONDITIONNEMENT

- Boîte de 100 masques (18x10x13 cm)	
- Colis de 20 boîtes soit 2000 masques	
- Dimensions du colis	52x38x28 cm
- Poids brut	9 kg
- Poids net.....	7 kg