

REF.935919

**MASQUE D'HYGIENE PAPIER 1 PLI BLANC,
A ELASTIQUES**

Colis de 10000 masques (100 boîtes de 100)

Famille 711

Révision : 15/01/13

CARACTERISTIQUES

- Matériau	Papier
.....	Elastique sans latex
- Grammage	16 g/m ²
- Coloris	Blanc
- Confection	2 élastiques auriculaires
- Taille	Unique



DIMENSIONS

- Largeur	20 cm (+/- 2)
- Hauteur.....	7,25 cm (+/- 2)
- Longueur des élastiques	18 cm (+/- 2)

CONDITIONNEMENT

- Boîte de 100 masques (23x8x3,5 cm)	
- Colis de 100 boîtes soit 10000 masques	
- Dimensions du colis	48x42x38 cm
- Poids brut	16,5 kg
- Poids net.....	14 kg