

## FICHE TECHNIQUE

### BLOUSE A USAGE UNIQUE

DATE DE CREATION : 27/03/2020



### INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : RBB017
- Désignation produit : Blouse à usage unique, en PP, blanche, [Taille L]

### CARACTERISTIQUES

- En polypropylène de 35 g/m<sup>2</sup>
- Fermeture velcro en 5 points
- Col de chemise, poignet élastique, pas de poches
- Taille : 105x127cm
- Couleur : blanche

### CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : 50
- Minimum de vente : 1