

FICHE TECHNIQUE

BLOUSE A USAGE UNIQUE

DATE DE CREATION : 27/03/2020



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : RBB019
- Désignation produit : Blouse à usage unique, en PP, blanche, [Taille XL]

CARACTERISTIQUES

- En polypropylène de 35 g/m²
- Fermeture velcro en 5 points
- Col de chemise, poignet élastique, pas de poches
- Taille : 112x138 cm
- Couleur : blanche

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : 50
- Minimum de vente : 1