

FICHE TECHNIQUE

COIFFE RONDE BLANCHE

DATE DE CREATION : 27/03/2020



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : RBD001
- Désignation produit : Coiffe ronde blanche avec élastique

CARACTERISTIQUES

- Fabriqué en polypropylène de 14 g/m²
- Bande élastique
- Format rond
- Mesures : 21" de diamètre
- Couleur : blanche

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : 100
- Minimum de vente : 100