

FICHE TECHNIQUE

LE951517BIO

FERMETURE ADHESIVE ETANCHE
SACS POLYETHYLENE
POUR TRANSPORT D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES

385x440+310 mm

- **Produit** : sachet en PE-BD, étanche selon P650 et ISO 15189, double poche avec rabat, fermeture adhésive permanente, empreinte permettant l'ouverture du sachet par déchirement.
- **Format**: poche principale : 385x440 mm, transparent.
- **Ouverture** : 385 mm.
- **Double poche** : transparente avec rabat.
- **Sérigraphie** : sur le film inférieur de la double poche, 4 pictogrammes pour le mode d'emploi (noir) + logo « BIOHAZARD » (noir/rouge).
- **Traçabilité**: N° de lot sur sachet.
- **Carton** : 5 paquets de 100/carton, soit 500 sachets/carton.