

Bases pour Sharpsafe®

Conditionner les déchets médicaux perforants




Bases pour minicollecteurs 0,3L à 0,6L



Bases pour collecteurs de 1L à 13L

Caractéristiques bases pour minicollecteurs :

SHA-41510000

- Base simple sans bande adhésive pour Sharpsafe 0.3 à 0.6L
- Matériau : polypropylène jaune
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface
- Origine du produit : Royaume-Uni

Caractéristiques bases adhésives :

SHA-42530001 – SHA-42050001 – SHA-42520001 – SHA-42070001 - SHA-42520004

- Bases adhésives **repositionnables** équipées de deux bandes de colle pour fixation sur paillasse, chariot...
- Polypropylène blanc
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface
- Origine du produit : Union Européenne

Caractéristiques bases ventouses :

SHA-42050006 – SHA-42520008

- Base repositionnable avec 4 ventouses à assembler
- Polypropylène blanc et ventouse en silicone translucide
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface.
- Origine du produit : Union européenne



Conditionnement et éléments techniques

Reference	Désignation	Conditionnement	Dimension (HxlxL en mm)	Poids en kg
SHA-41510000	Base pour 0,3-0,45-0,6L	Carton de 50	25x100x80	0,015
SHA-42530001	Base adhésive 1L	Carton de 52	30x102x93	0,40
SHA-42050000	Base adhésive 1-1,8-2-3L	Carton de 26	45x200x135	0,10
SHA-42050006	Base à ventouse 1-1,8-2-3L	Carton de 26	45x200x135	0,10
SHA-42520001	Base adhésive 4-7L	Carton de 10	50x170x170	0,11
SHA-42520008	Base à ventouse 4-7L	Carton de 10	50x170x170	0,11
SHA-42520004	Base adhésive 9LH	Carton de 10	50x170x170	0,14
SHA-42070001	Base adhésive 8-9-11-13L	Carton de 20	50x280x185	0,18