





<b>FICHE TECHNIQUE :</b>	<b>DECHETS MEDICAUX</b>	
Désignation :	<b>Collecteur 2L</b>	
Gamme :	<b>STIL'ECO ESSENTIA +</b>	
Réf. STIL'eco : <b>ST09020</b>	Date : 01/03/2018	

 	<b>Dimensions :</b> 192 x 126 x (h)140 mm <b>Poids :</b> 223 gr <b>Matière :</b> PP <b>Volume total :</b> 2L / <b>Volume de remplissage :</b> 1,56L <b>Couleurs :</b> Jaune et blanc <b>Résistances :</b> Perforation et chute <b>Normes :</b> Conforme NF EN ISO 23907, NF X30-511, NF 302 et ADR UN <b>Caractéristiques :</b> Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes
	

<b>Composition :</b> Kit de 2 pièces
<b>Pièce 1 :</b> Cuve 2 Litres jaune, avec étiquette '2L' <b>Pièce 2 :</b> Couvercle blanc avec trappe <b>Remarque :</b> Couvercle à assembler sur la cuve par l'utilisateur

<b>Conditionnement :</b>
<b>Dimensions carton :</b> 600x300(h)x400 mm <b>Quantité par carton :</b> 45 Kits <b>Poids du carton :</b> 11.8 Kg <b>Dimensions palette :</b> 1200x800x2200mm <b>Quantité par palette :</b> 1260 Kits <b>Poids palette :</b> 341 Kg <b>Nombre de carton par palette :</b> 28

<b>Description :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.</li> <li>- Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture ovale (environ 90 x 45mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.</li> </ul>

<b>Accessoires / options:</b>
<b>Plateau de soins :</b> Réf. ST04090 / 1 partie fixation / 2 parties stockage de matériel <b>Support plan ventouses :</b> Réf. ST03895 / Il permet la fixation du collecteur sur toute surface plane <b>Support chariot fil inox :</b> Réf. ST04071 / Fixation sur tubes. <b>Support chariot universel :</b> Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco (support métallique) <b>Support équerre :</b> Réf. ST04123 / Spécial chariot de soins à parois pleines

**Principaux supports :**



Plateau de soins



Support plan ventouses



Support chariot fil inox



Support chariot universel



Support équerre

