





FICHE TECHNIQUE :		DECHETS MEDICAUX	
Désignation :		Collecteur 3L	
Gamme :		STIL'ECO ESSENTIA +	
Réf. STIL'eco : ST09030	Date : 01/03/2018		

 	Dimensions : 190 x 126 x (h)196 mm Poids : 259 gr Matière : PP Volume total : 2,91L / Volume de remplissage : 2,00L Couleurs : jaune et blanc Résistances : Perforation et chute Normes : Conforme NF EN ISO 23907, NF X30-511, NF 302 et ADR UN Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive et autoclave à 134°C pendant 18 minutes.
	

Composition : Kit de 2 pièces.	
Pièce 1 : Cuve 3 Litres jaune, avec étiquette '3L'	Pièce 2 : Couvercle blanc avec trappe
Remarque : Couvercle à assembler sur la cuve par l'utilisateur.	

Conditionnement :		
Dimensions carton : 600x300(h)x400 mm	Quantité par carton : 32 Kits	Poids du carton : 10 Kg
Dimensions palette : 1200x800x2200mm	Quantité par palette : 896 Kits	Poids palette : 292 Kg
Nombre de carton par palette : 28		

Description :
<ul style="list-style-type: none"> - Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable. - Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture ovale (environ 90 x 45mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.

Accessoires / options:
Plateau de soins : Réf. ST04090 / 1 partie fixation / 2 parties stockage de matériel
Support plan ventouses : Réf. ST03895 / Il permet la fixation du collecteur sur toute surface plane
Support chariot fil inox : Réf. ST04071 / Fixation sur tubes.
Support chariot universel : Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco (support métallique)
Support équerre : Réf. ST04123 / Spécial chariot de soins à parois pleines

Principaux supports :



Plateau de soins



Support plan ventouses



Support chariot fil inox



Support chariot universel



Support équerre

