

FICHE TECHNIQUE

POT DROIT 180 ML

DATE DE CREATION : 15/04/2019

INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : GOTP53038
- Désignation produit : Pot droit [180 ml], PP stérile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur du corps secondaire : Vert
- Capacité nominale : 125ml (74x52)
- Assemblage : monté
- Matière et couleur du pot (corps primaire) : Polypropylène naturel
- Matière du corps secondaire : PEBD
- Température d'utilisation du corps principal : -20°C/+120°C
- Température d'utilisation du corps secondaire : -80°C/+75°C
- Hauteur (mm) : 102.00
- Diamètre d'ouverture (mm) : 52.00
- Graduation dans la masse : N/A
- Type de fermeture : bouchon à vis
- Résistance physique : Souple à rigide, bonne résistance mécanique, haute résistance chimique
- Taille étiquette : N/A
- Autoclavage du corps principal : Oui
- Usage unique : Oui



FICHE TECHNIQUE

CONSERVATION DE STOCKAGE

- Conditionnement de stockage (°C) : Température ambiante (15 à 30°C)

CONDITIONNEMENT

- Quantité par carton (pièces) : 200
- Rangement : sac unitaire

QUALITE

- Normes et certifications :
 - o Absence de métaux lourds : Matière conforme à la directive CE/94/62
 - o Norme NF en 13972 février 2003 : Conteneur en plastique rigide Définition des capacités nominale, à ras bords et totale, et mesurage des capacités à ras bords et totale
 - o Alimentarité : Matière conforme au règlement n°1935/2004
 - o Basé sur la norme ISO 11 137 : Stérilisation des produits de santé -- Irradiation
 - o Directive 98/79/CE : Usage in vitro uniquement Directive 98/79/CE du Parlement européen et du conseil de 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Marquage CE : CE/IVD
- Péréemption : 3 ans
- Niveau d'assurance de stérilité conformément à la norme ISO 11 137 : Ionisé

PRECAUTION D'UTILISATION

- Conservation en température négative : fragilise le produit, manipuler avec précaution sans choc