



FICHE TECHNIQUE

FLACON CARRÉ 2500 ml

DATE DE CREATION : 14/03/2019



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : LC2500A03
- Désignation produit : Flacon carré [2500 ml], marron, gradué, large ouverture jointée blanche assemblée, aseptique, PEHD, [110x110x265 mm]

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matière du corps primaire & secondaire : PEHD
- Diamètre d'ouverture (mm) : 77,00
- Couleur du capuchon : Blanc
- Couleur du flacon : Marron
- Péremption : N/A
- Assemblage : Monté
- Capacité nominale : 2,5L

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement par carton : 35
- Conditionnement minimal de vente : 1