


## FICHE TECHNIQUE

Référence GBO : 200003CC

### Pipettes graduées

codes 200003.CC, 200006.CC



| mod. | code      | présentation | stérile | longueur (mm) | Ø de la tige (mm) | gradué jusqu'à (ml) | capacité totale (ml) | capacité de l'ampoule (ml) | capacité de la canne (ml) | graduations (ml) |
|------|-----------|--------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| A    | 200006.CC | 10 x 500     | no      | 155           | 7,8               | 3                   | 7,5                  | 3,2                        | 4,3                       | 0,50             |
| B    | 200003.CC | 6 x 500      | no      | 150           | 4,6               | 1                   | 5,8                  | 3,4                        | 2,4                       | 0,25             |

| code      | poids de la boîte | volume de la boîte | quantité de palette |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 200006.CC | 11,50             | 0,095              | 100                 |
| 200003.CC | 5,50              | 0,077              | 90                  |

### UTILISATION - DESCRIPTION

En polyéthylène inerte basse densité.

Destiné au transfert de petites quantités de liquide. L'ampoule peut servir de chambre de rétention de liquide.

Tolérance volumes et dimensions  $\pm 10\%$ .

Conserver dans un endroit frais et sec.

| RÉALISÉ   | VERIFIÉ   | APPROUVÉ  |
|---|---|---|
| Pascal Montoya<br>Département du Marque & Communication | Anna Mir<br>Directeur Technique, AR, Qualité et Environnement | Mónica Torras<br>Commercial Integration Directeur |