


# Fiche technique



## Rouge nucléaire

Code produit : 363430

363431

C<sub>14</sub>H<sub>8</sub>NNaO<sub>7</sub>S

Massa molaire : 357,27

CAS Registry number :

[6409-77-4]

Color Index :

60760

Synonymes :

Calcium Red  
Helio Fast Rubin BBL

### Spécifications :

- Aspect :
- Perte à la dessiccation à 110°C :
- Solution aqueuse à 1% :
- Maxima d'absorption dans une solution tampon pH 7.0 :
- Maxima d'absorption dans le diméthylsulfoxyde :
- Solubilités :

Poudre brun-rouge foncé  
≤ 2 %

Rouge sombre

502 nm ≤ λ<sub>1</sub> ≤ 508 nm532 nm ≤ λ<sub>2</sub> ≤ 538 nm518 nm ≤ λ<sub>1</sub> ≤ 524 nm555 nm ≤ λ<sub>2</sub> ≤ 561 nm

Soluble dans l'eau (6 g/L)

Soluble dans l'éthanol (0.4 g/L)

### Applications :

Réactif de laboratoire, applications en histologie et histo-cytologie.

Mise à jour du 08/02/2016